



Bedienungsanleitung Wunddokumentation Nutzer


1. Nach Registrierung wird vom Netzbüro die Einwahladresse mitgeteilt. Das Passwort vergibt sich der Nutzer selbst.
2. Ausprobieren der Einwahlen.

Die Einwahl erfolgt über den Standardbrowser über

<https://wunddoku.pns-nbg.de/>

	Klicken auf Anmeldung.
	Eigene Mail- Adresse wie bei Registrierung Passwort: Selbst vergeben bei Ersteinwahl

Bedienungsanleitung Wunddokumentation Nutzer




Startseite

+ Neue Wunde erfassen

Liste der erfassten Wundbilder


Liste der Wundbilder



Liste der Wundbilder


Bereits erfasste Wundebilder

Wunde fotografieren mit Lineal (Handy, Tablet, Kamera usw.)




**Foto mit Lineal
Datei
bereithalten**

Bedienungsanleitung Wunddokumentation Nutzer

	<u>Benutzer:</u> Name des Fotografen/ Anwenders <u>PraxisID:</u> Hier BSNR eintragen E-Mail: Praxismail (für Wundbericht eintragen) Datei speichern! Nach Eintragung
Rolle: Arzt-MFA-Aufseher Aufseher ist Kontrolleur in der Betriebsstätte für Korrekturen	

Nach Freischaltung des Nutzernamens und der Mailadresse vergeben sich die Nutzer selbst das Passwort.

	ID der Praxis wird vom System vergeben ID Patient: am besten die ID aus dem PVS übernehmen Anwender: Wer hat Foto gemacht?
Geburtsdatum des Patienten eingeben Lokalisation anklicken Wunde durch Anklicken beschreiben. Bitte geben Sie auch das Wundmanagement mit Verbandmaterialien an. Am Ende das Bild in das Übertragungsfeld eingeben Bericht anfordern	

Bedienungsanleitung Wunddokumentation Nutzer

Die Wundgröße wird von der KI berechnet und im Bericht angegeben. Bei der Eingabe mehrerer Wunden des gleichen Patienten (ID) mit gleicher Lokalisation wird die Größenänderung angezeigt. Damit können Sie den Fortschritt der Wundheilung kontrollieren.

Dr. Michael Bangemann
Geschäftsführer PNSoftware und BüroOrganisation GmbH
Vorsitzender Praxisnetz Nürnberg Süd e.V.